



Fingerpflaster selbsthaftend

So einfach geht's...

Variante 1: Der Fingerkuppen-Verband



Achten Sie darauf, dass Sie den Verband hinter dem ersten Fingergelenk als Fixierung ansetzen.



Wickeln Sie nun den Verband diagonal in Richtung der Fingerkuppe, bis ein Überstand entsteht. Nicht mit zu viel Zug anlegen!



Nachdem ein kleiner Überstand über der Fingerkuppe liegt, reißen Sie den restlichen Verband ab.



Drücken Sie den Überstand einfach in eine beliebige Richtung an die Fingerkuppe an. Fertig!

Variante 2: Der Gelenk- und Druckverband



Formen Sie sich ein Polster, indem Sie den Verband doppelt legen.



Setzen Sie an der entsprechenden Stelle an und fixieren Sie das Polster durch einmaliges Umwickeln in waagrechtlicher Richtung.



Um den Halt zu verbessern, wickeln Sie einmalig in diagonaler Richtung um das Gelenk.



Danach wickeln Sie erneut einmal in waagrechtlicher Richtung um die entsprechende Stelle. Fertig.

Bitte beachten! Den Verband nicht mit zu viel Zug anlegen, ein leichter Zug genügt. Sollte der Verband drücken oder mit der Zeit einschnüren, muss dieser entfernt und/oder mit weniger Zug neu angelegt werden. Wir empfehlen bei allen Wunden vor dem Anlegen eine Wundauflage und/oder Desinfektionsmittel zu benutzen.



Vertrieb: Wellneuss GmbH & Co. KG
Kieselstraße 7 • 41472 Neuss
Tel.: 02131/1249200 • Fax: 02131/1249277
www.wellneuss.de • info@wellneuss.de